

納入規格書

商 品 名	パフィア抽出液 A		
一 般 名 称	パフィア抽出物		
最終製品での 推奨原材料表示名	例) パフィア抽出物、デキストリン、エタノール		
成 分 又 は 組 成	本品は、 <i>Pfaffia glomerata</i> 、 <i>P. iresinoides</i> 又はその他同属植物 (<i>Amaranthaceae</i>) の根を含水エタノールで抽出して製したデキストリンを含有するパフィアエキスパウダーを含水エタノールで抽出して製した抽出液。		
分 類	食品原料		
納 入 業 者 及 び 問 い 合 わ せ 先	松 浦 薬 業 株 式 会 社		
	所在地	愛知県名古屋市昭和区円上町 2 4 - 2 1	
	TEL	052-883-5151	FAX 052-883-5159
製造工程図			
パフィア エキスパウダー 秤量 → 抽出 → ろ過 → 調整 → 充填 → 包装 含水エタノール 秤量 → 抽出 △ 原料規格試験 ◇ 中間試験 ◇ 製品規格試験 ◇ 包装検査 △ 原 料 ○ 工 程 ◇ 試験検査			
包 装 形 態 (基 本 形 態)	内 容 量	2 k g	1 0 k g
	内 装	ポリエチレン容器	ポリエチレン容器
	外 装		
	輸送形態	ダンボール箱	
品質保証期限	製造後 3 年 (未開封)		
配 合 率	パフィアエキスパウダー：約 2 0 % 含水エタノール：約 8 0 %		
由来原料原産国	パフィアエキスパウダー (パフィア (ブラジルニンジン)) : ブラジル、デキストリン (トウモロコシ) : 中国) : 中国 エタノール (サトウキビ) : タイ、ブラジルなど		
遺伝子組換え農産物	トウモロコシ：非組換え		
アレルゲン物質	該当せず		
製 造 国	日本 (愛知県)	最終包装国	日本 (愛知県)
ロット番号の 構成	2 5 0 4 A ① ② ③	①製造年西暦下 2 桁 ②製造月 ③同月内に複数ロット製造した場合の製造順位	

規 格 及 び 試 験 方 法		
項 目	規 格 値	試 験 方 法
性 状	本品は褐色の液である。	官能試験
ア ル コ ー ル 数	3 . 0 ～ 5 . 0	日局、アルコール数測定法、第1法
定 量	20-ヒドロキシエクジゾン 1 . 8 m g / g 以上	日局、液体クロマトグラフィー
微 生 物 試 験 細 菌 数 真 菌 数 大 腸 菌 群	3 0 0 0 c f u / m L 以下 3 0 0 c f u / m L 以下 陰 性	食品衛生検査指針
試 験 頻 度	ロット毎に試験する。	
試験成績書添付	可	
取り扱い上の 注意事項	・エタノールを含む抽出液です。目その他粘膜等に触れさせたり、多量に飲んだりしないでください。 ・こぼしたり、付着したまま長期間経過しますと、ふき取りにくくなる場合がありますので、早めに取り除くようにしてください。 ・経時的に沈殿を生じることがありますので、よく攪拌してからご使用ください。	
保存上の 注意事項	・エタノールを含むため、火気に近づけないようにしてください。 ・開封後は口元を清潔に保ち、気密容器に保存してください。 ・直射日光を避け、室温（1～30℃）にて保存してください。冷所に置いたり長時間放置すると沈殿物を生じます。 ・保存状態が悪いと変質することがあります。	
その他特記事項	・ B S E : 対象外	