

商 品 名	アイブライトエキス末			
一 般 名 称	アイブライトエキス			
最終製品での 推奨原材料表示名	例) アイブライトエキス			
成 分 又 は 組 成	本品は、 <i>Euphrasia officinalis</i> 及びその他の同属植物 (<i>Scrophulariaceae</i>) の地上部を水で抽出して製したエキス末。			
分 類	食品原料			
納 入 業 者 及 び 問 い 合 わ せ 先	松 浦 薬 業 株 式 会 社			
	所在地	愛知県名古屋市中昭和区円上町 2 4 - 2 1		
	TEL	052-883-5151	FAX	052-883-5159
製造工程図				
△ 原料 ○ 工程 ◇ 試験検査				
包 装 形 態 (基 本 形 態)	内 容 量	1 k g		1 0 k g
	内 装	アルミラミネート袋		ポリエチレン袋
	外 装			金属缶
	輸送形態	クラフト袋又はダンボール箱		
品質保証期限	製造後 3 年 (未開封)			
配 合 率	アイブライトエキス：1 0 0 %			
由来原料原産国	アイブライト：ブルガリア、マケドニア			
遺伝子組換え農産物	該当せず			
アレルゲン物質	該当せず			
製 造 国	日本 (愛知県)		最終包装国	日本 (愛知県)
ロット番号の 構成	2 3	1 1	A	①製造年西暦下 2 桁 ②製造月 ③同月内に複数ロット製造した場合の製造順位

アイブライトエクス末

規 格 及 び 試 験 方 法		
項 目	規 格 値	試 験 方 法
性 状	本品は褐色の粉末で、特異なにおいがあり、味は苦い。異味異臭及び目視による異物を認めない。	官能試験
純 度 試 験 重 金 属 素 ヒ	3 0 p p m 以下 5 p p m 以下	日局、重金属試験法、第3法 日局、ヒ素試験法、第3法
乾 燥 減 量	9 % 以下	日局、乾燥減量試験法 (2 g 、 1 0 5 ℃ 、 6 時間)
微 生 物 試 験 細 菌 数 真 菌 数 大 腸 菌 群 陰 性	3 0 0 0 / g 以下 3 0 0 / g 以下 陰 性	食品衛生検査指針
試 験 頻 度	ロット毎に試験する。	
試験成績書添付	可	
取り扱い上の 注意事項	・ こぼしたり、付着したまま長期間経過しますと、ふき取りにくくなる場合がありますので、早めに取り除くようにして下さい。 ・ 植物成分を濃縮して得たエキス末です。大量に飲まないで下さい。	
保管上の 注意事項	・ 吸湿性が強いので、気密容器又は密封容器に入れ、湿気を避けて保管して下さい。 ・ 直射日光、高温を避けて室温にて保管して下さい。 ・ 保管状態が悪いと、吸湿や変質することがあります。	
その他特記事項	・ 特になし。	